

Anti-Cd298/Atp1B3 토끼 Polymab® - Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - P54709

품목 번호: CM0002410

소개

나트륨/칼륨 수송 ATPase 베타-3 서브유닛인 CD298/ATP1B3에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 검증이 완료되었습니다. 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD298/ATP1B3 토끼 PolymAb®
비고/별칭	CD298; ATPB-3; ATP1B3
종	인간
GeneID (인간)	483
GeneID	483
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ATP1B3 (P54709)의 아미노산 180-279번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54709
단백질 분자량	22kDa/32kDa
배송 방식	아이스 팩