

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd2Ap 토끼 다클로날 항체 - Q9Y5K6

품목 번호: CM0027818



소개

CD2AP Rabbit pAb은 재조합 인간 CD2AP에 대해 생성된 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포골격 및 세포 접합 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD2AP Rabbit pAb
비고/별칭	CMS; CD2AP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23607
GeneID	23607
면역원	인간 CD2AP (NP_036252.1)의 아미노산 360-639에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y5K6
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백