

Wb 및 Elisa용 항-Cd2Bp2 다클론 항체 - O95400

품목 번호: CM0017508



소개

인체 CD2BP2(U5-52K)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료했습니다. pre-mRNA 스플라이싱에 관여하며, 스플라이소좀 조립 및 U5 snRNP 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD2BP2 토끼 pAb
비고/별칭	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
종	인체(Human)
GeneID (인체)	10421
GeneID	10421
면역원	인체 CD2BP2(NP_006101.1)의 아미노산 1-341에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	O95400
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩