

유세포분석용 항-Cd3 토끼 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0009746



소개

사람, 시노몰구스원숭이 및 붉은털원숭이 T세포의 CD3
엡실론 사슬(23 kDa)을 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론 항체입니다. 유세포분석을 위해 설계되었으며,
기초 연구 및 진단 개발에서 면역표현형 분석과 T세포
활성화 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-사람/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	사람
유전자 ID (사람)	916
유전자 ID	916
면역원	사람 CD3의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000724.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	사람, 시노몰구스원숭이, 붉은털원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	얼음팩