


Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd30 Rabbit Monoclonal Antibody - P28908

품목 번호: CM0002424



소개

사람 CD30 (TNFRSF8)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 림프종 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD30 Rabbit mAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; DIS166E
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	943
GeneID	943
면역원(Immunogen)	사람 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P28908
단백질 분자량(Protein Weight)	14 kDa/50 kDa/63 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)