


Anti-Cd30 토끼 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P28908

품목 번호: CM0026903



소개

CD30 토끼 폴리클론 항체 (P28908)는 인간에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 아미노산 500-595로부터 합성된 펩타이드 면역원. 림프모세포 활성화 및 성장 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD30 토끼 pAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; DIS166E
종	인간
GeneID (인간)	943
GeneID	943
면역원	인간 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 500-595에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P28908
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백