


Wb, Fc, Elisa용 항-Cd300A 토끼 단클론 항체 - Q9Ugn4

품목 번호: CM0008587



소개

인간 CD300A(IRp60)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA에 적합합니다. NK 세포, 비만 세포 및 기타 면역 세포에서 억제 수용체를 인식하며, 여러 동형 단백질이 검출됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD300a 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
종	인간
유전자ID	11314
면역원	인간 CD300A (NP_009192.2)의 아미노산 18-178번에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4
단백질 분자량	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
배송	아이스 팩