


유세포 분석용 Anti-Cd300A/C 단일클론 항체 () - Q9Ugn4/Q08708

품목 번호: CM0008811



소개

유세포 분석을 위해 인간 CD300a/c를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역세포 프로파일링 및 이 억제 수용체 패밀리의 기능 연구에 적합합니다. FC 응용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300 a/c mAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
종	인간
유전자 ID (인간)	11314/10871
유전자 ID	11314/10871
면역원	재조합 단백질 인간 CD300 a의 18~178번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_009192.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4/Q08708
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩