


Wb, Elisa용 Anti-Cd300C 다클론 항체 - Q08708

품목 번호: CM0012957



소개

인간 CD300C(CMRF35 유사 분자 6)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD300C 토끼 pAb
비고/별칭	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
종	인간
유전자 ID(인간)	10871
유전자 ID	10871
면역원	재조합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q08708
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백