


If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd300C Rabbit Monoclonal Antibody - Q08708

품목 번호: CM0004126



소개

IF/ICC, 유세포 분석, ELISA에 검증된 Human CD300C 토끼 단일클론 항체입니다. 세포의 도메인(aa 21-183)에 걸친 재조합 면역원을 사용합니다. 단핵구, 호중구, T 및 B 세포에 발현되는 백혈구 면역 수용체인 CD300C를 검출합니다. 면역학 연구 및 진단 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD300C Rabbit mAb
비고/별칭	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
종	Human
GeneID (Human)	10871
GeneID	10871
면역원	Human CD300C (NP_006669.1)의 아미노산 21-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q08708
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩