

Wb, Elisa용 항-Cd300Lb 다클론 항체 - A8K4G0

품목 번호: CM0020451

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용을 위한 재조합 면역원 기반 CD300LB 토끼 다클론 항체입니다. 골수계 세포에 존재하는 활성화 면역 수용체인 인간, 마우스 및 랫드 CD300LB를 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD300LB 토끼 pAb
비고/별칭	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
종	인간
GeneID (인간)	124599
면역원	인간 CD300LB(NP_777552.3)의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	A8K4G0
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩