

Wb, Elisa용 항-Cd301/Clec10A 다클론 항체 - Q8Iun9

품목 번호: CM0016849



소개

GalNAc 말단 당을 인식하는 C형 렉틴 수용체인 CD301/CLEC10A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응하여 면역학 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD301/CLEC10A 토끼 pAb
비고/별칭	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
종	인간
유전자ID (인간)	10462
유전자ID	10462
면역원	인간 CD301/CLEC10A (NP_878910.1)의 아미노산 60-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백