


Anti-Cd304 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P97333

품목 번호: CM0025310



소개

마우스 CD304 (Neuropilin-1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD304 Rabbit pAb
비고/별칭	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	8829
GeneID	18186
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	P97333
단백질 크기	103kDa
배송	아이스 팩