

Anti-Cd304/Neuropilin-1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P97333

품목 번호: CM0004214



소개

마우스 CD304/Neuropilin-1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 심혈관 발달, 혈관신생 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD304/Neuropilin-1 토끼 mAb
비고/별칭	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	8829
유전자 ID	18186
면역원	마우스 CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2)의 아미노산 22-856에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P97333
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스 팩