


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd304/Neuropilin-1 Rabbit Polymab® - P97333

품목 번호: CM0012433



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit monoclonal Neuropilin-1 항체(PolymAb®). 인간, 마우스 및 랫트 NRP1과 교차 반응합니다. 혈관신생, 신경 발달 및 심혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD304/Neuropilin-1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
종	마우스
GeneID (인간)	8829
GeneID	18186
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P97333
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백