

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd307B Rabbit Monoclonal Antibody - Q96La5

품목 번호: CM0011662

소개

인간 CD307b (FCRL2)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, B-세포 발달 연구에서 WB, IF/ICC, FC 및 ELISA 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD307b Rabbit mAb
비고/별칭	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
종	인간
GeneID (Human)	79368
GeneID	79368
면역원	재조합 단백질 / 인간 CD307b (NP_110391.2)의 아미노산 20-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA5
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩