

유세포 분석용 Anti-Cd31 단일클론 항체 () - Q3Swt0

품목 번호: CM0004212

소개

토끼 유래 쥐 CD31 단일클론 항체, 접합체, 유세포 분석용으로 검증됨. 백혈구 이동 및 내피 세포 접착 연구를 위한 혈소판 내피 세포 접착 분자(PECAM1)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 쥐 CD31 단일클론 항체
비고/별칭	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
종	쥐
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID	29583
면역원	제조합 단백질 (쥐 CD31 (NP_113779.1)의 아미노산 18-585에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질)
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	쥐
SWISS	Q3SWT0
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백