

유세포 분석용 Anti-Cd31 (Pecam1) 단클론 항체 - Q3Swt0

품목 번호: CM0006035

소개

랫 CD31/PECAM1에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석용 ABflo 594로 표지되었습니다. 랫 교차 반응성이 검증되었습니다. 백혈구 내피 이동 및 내피 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Rat CD31 mAb
비고/별칭	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
종(Species)	랫(Rat)
GeneID (인간)	5175
GeneID	29583
면역원(Immunogen)	랫 CD31 (NP_113779.1)의 아미노산 18-585에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	랫(Rat)
SWISS	Q3SWT0
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)