


Wb, Elisa용 항-Cd317 토끼 다클론 항체 - Q8R2Q8

품목 번호: CM0021904



소개

마우스 CD317/Bst2(골수 기질 항원 2)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 선천성 항바이러스 면역 및 바이러스 제한 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD317 토끼 pAb
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
종	마우스
유전자ID	69550
면역원	마우스 CD317(NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩