

유세포 분석용 Anti-Cd317/Bst2 단일클론 항체 - Q10589

품목 번호: CM0006039



소개

인간 CD317/BST2 (테더린/HM1.24)에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 항바이러스 제한 인자 및 다발성 골수종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
비고/별칭	CD317; HM1.24; TETHERIN
종	인간
GeneID (인간)	684
GeneID	684
면역원	인간 CD317/BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q10589
단백질 분자량	18kDa/19kDa
배송	아이스백