

유세포 분석용 Anti-Cd31/Pecam1 단일클론 항체 (Apc/Cyanine7) - Q08481

품목 번호: CM0006103

소개

마우스/랫드 CD31/PECAM1을 표적으로 하는 APC/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 내피세포 부착, 백혈구 혈관외유출 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항-마우스/랫드 CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID	18613
면역원	마우스 CD31(NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q08481
단백질 분자량	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
배송	아이스팩