

Anti-Cd31/Pecam1 단일클론 항체 (Biotin) For Fc - Q08481

품목 번호: CM0008253

소개

마우스/랫트 CD31/PECAM1에 대한 Biotin 접합 토끼 단일클론 항체, 유세포 분석용. 마우스 및 랫트에서 검증됨. 내피세포 접착, 백혈구 혈관벽 이행 및 혈소판 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	Mouse
GeneID (Human)	5175
GeneID	18613
면역원	마우스 CD31 (NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q08481
단백질 무게	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
배송	아이스백