

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd31/Pecam1 마우스 단일클론 항체 - P16284

품목 번호: CM0004743



소개

인간 CD31/PECAM1를 표적으로 하는 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 내피세포 접착, 백혈구 혈관 외 유출, 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD31/PECAM1 마우스 mAb
비고/별칭	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종	인간
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID	5175
면역원	CD31/PECAM1 (NP_000433.4)의 아미노산 630-738에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백