

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd31/Pecam1 폴리클로날 항체 - Q08481

품목 번호: CM0026968

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 검증을 마친
CD31/PECAM1 타겟 토끼 폴리클로날 항체입니다.
백혈구 이동 및 혈관 신생에 중요한 내피 세포 접착
분자인 마우스, 인간, 쥐(rat) PECAM1을 검출합니다.
혈관 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD31/PECAM1 토끼 pAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
종	마우스
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID (마우스)	18613
면역원	CD31/PECAM1의 아미노산 630-738에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 (NP_000433.4)
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q08481
단백질 무게	81kDa
배송	아이스팩