

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Cd31/Pecam1 토끼 단일클론 항체 - P16284

품목 번호: CM0002930



소개

사람 CD31/PECAM1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 CD31을 검출합니다. 내피세포 부착, 백혈구 이주, 및 식세포작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD31/PECAM1 Rabbit mAb
비고/별칭	CD31; PECAM1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5175
유전자 ID	5175
면역원(Immunogen)	CD31/PECAM1 (NP_000433.4)의 아미노산 630-738에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)