

Wb, If-P, Ihc-P용 Anti-Cd31/Pecam1 토끼 다클론 항체 - P16284

품목 번호: CM0014836



소개

인간 CD31/PECAM1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 파라핀 면역형광 및 면역조직화학에 적합합니다. 인간 및 마우스와 반응하며, 백혈구 이동, 내피 접합부 및 염증성 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD31/PECAM1 토끼 pAb
비고/별칭	CD31; PECAM1; GPIIA ¹ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종	인간
유전자 ID	5175
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF-P, IHC-P
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16284
단백질 분자량	83 kDa
배송	아이스팩