

Anti-Cd320 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Npf0

품목 번호: CM0025332



소개

CD320 (TCb1R/8D6 항원)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. B 세포 분화, 증식 및 코발라민 흡수 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CD320 Rabbit pAb
비고/별칭	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
종	인간
유전자 ID	51293
면역원	인간 CD320의 아미노산 36-229에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_057663.1)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NPF0
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백