


Wb, Elisa용 항-Cd324/E-카드헤린 다클론 항체 - P09803

품목 번호: CM0023352



소개

마우스 CD324/E-카드헤린을 타겟으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간과 교차반응합니다. 세포 접착, 상피 생물학, 암 연구에 적합하며 98 kDa 단백질입니다. - P09803

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD324/E-카드헤린 토끼 pAb
비고/별칭	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; 카드헤린-1; CD324/E-카드헤린
종	마우스
GeneID (인간)	999
GeneID	12550
면역원	마우스 CD324/E-카드헤린(NP_033994.1)의 아미노산 157-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	P09803
단백질 분자량	98kDa
배송 방식	아이스백