

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd326/Epcam 단클론 항체 - Q99Jw5

품목 번호: CM0005819

소개

마우스 CD326/EpCAM을 타겟팅하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 상피 접착, 점막 면역 및 종양 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD326/EpCAM Rabbit mAb
비고/별칭	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsdl; GA733-2; Tacstd1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	4072
GeneID	17075
면역원(Immunogen)	마우스 CD326/EpCAM (NP_032558.2)의 아미노산 24-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q99JW5
단백질 분자량	35 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)