

Wb, Elisa용 Anti-Cd328 다클론 항체 - Q9Y286

품목 번호: CM0021593



소개

인간 CD328(SIGLEC7)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 자연살해세포 억제 수용체 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원으로 제조되었으며, 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD328 토끼 pAb
비고/별칭	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
종	인간
유전자 ID(인간)	27036
유전자 ID	27036
면역원	인간 CD328의 아미노산 18-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_055200.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y286
단백질 분자량	51kDa
배송 조건	아이스팩