


Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P12318 / P31994 / P31995

품목 번호: CM0003805



소개

사람 CD32A, CD32B 및 CD32C에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. Fcγ 수용체 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD32A + CD32B + CD32C 토끼 mAb
비고/별칭	CD32; FCGR2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	2212/2213/9103
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P12318/P31994/P31995
단백질 크기	35kDa/34kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)