

Wb, Elisa용 항-Cd33 토끼 단클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0007357



소개

인간 CD33(SIGLEC3)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 재조합 면역원 (아미노산 18-259). 면역학 및 신경염증 분야의 골수세포 및 미세아교세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD33 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
종	인간
유전자ID (인간)	945
유전자ID	945
면역원	인간 CD33(NP_001763.3)의 아미노산 18-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백