

Wb, Elisa용 항-Cd33 토끼 다클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0031059



소개

CD33 토끼 다클론 항체는 골수성 세포 표면 항원인 인간 CD33(Siglec-3)을 특이적으로 검출합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 이 항체는 면역학 및 신경생물학 연구에 적합합니다. 스위스-프룻: P20138.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD33 토끼 pAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
유전자ID (인간)	945
유전자ID	945
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD33 (NP_001763.3)의 아미노산 265-364 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백