

If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd335/Nkp46 단일클론 항체 - O76036

품목 번호: CM0007480



소개

IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 인간 CD335/NKp46 토끼 단일클론 항체; NK 세포의 자연 세포독성 유발 수용체 1을 표적; 면역종양학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD335/NKp46 Rabbit mAb
비고/별칭	NCRI; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; 자연 세포독성 유발 수용체 1
종	인간
GeneID (인간)	9437
GeneID	9437
면역원	인간 CD335/NKp46 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O76036
단백질 무게	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
배송	아이스백