

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd335/Nkp46 토끼 다클론 항체 - Q8C567

품목 번호: CM0019538

소개

Western blot 및 ELISA로 검증된 마우스 CD335(NKp46, Ly94)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. NK 세포 세포독성 연구에 이상적입니다. Swiss-Prot: Q8C567.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD335 토끼 pAb
비고/별칭	Ly94, NKp46, CD335
종	마우스
GeneID	17086 (마우스)
면역원	마우스 CD335(NP_034876.2)의 아미노산 17-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8C567
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩