


If/Icc, Fc용 Anti-Cd337/Nkp30 단클론 항체 - O14931

품목 번호: CM0005524



소개

인간 CD337/NKp30 (NCR3)에 대한 토끼 단클론 항체로, 면역형광법 및 유세포분석법에 대해 검증되었습니다. 자연살해세포 세포독성, 종양 면역감시, 및 수지상세포 성숙 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
항원	제조합 단백질 인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	IF/ICC, FC (intra)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송	아이스백(Ice bag)