

If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd34 단클론 항체 - Q64314

품목 번호: CM0006528

소개

생조혈 줄기세포 연구에서 IF/ICC, 유세포 분석 및 ELISA 응용에 이상적인 마우스 CD34에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 이 항체는 세포 접착 및 초기 조혈 연구를 돕습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD34 토끼 단클론 항체 (mAb)
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	마우스
유전자ID (인간)	947
유전자ID	12490
면역원	제조합 단백질 마우스 CD34 (NP_598415.1)의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송 방식	아이스백