

Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa용 Anti-Cd34 토끼 단일클론 항체 - P28906

품목 번호: CM0003540

소개

인간 CD34에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, mIHC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 조혈 모세포 및 내피 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD34 Rabbit mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	947
항원	인간 CD34 (P28906)의 아미노산 286-385 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P28906
단백질 분자량	41 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)