

Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

품목 번호: CM0010291

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CD34 Rabbit PolymAb® 단일클론 항체로, 인간 샘플에 적합합니다. 조혈모세포 및 내피 연구에 적합하며 41/35 kDa 이소형을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD34 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD34
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	947
면역원(Immunogen)	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 32-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P28906
단백질 분자량	41kDa/35kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)