

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cd35 토끼 단클론 항체 - P17927

품목 번호: CM0007907



소개

보체 연구를 위한 인간 CD35/CR1 (P17927)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 선천성 면역의 면역 부착 수용체를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD35 토끼 단클론 항체
비고/별칭	KN; C3BR; C4BR; CD35
종	인간
유전자 ID (인간)	1378
유전자 ID	1378
면역원	인간 CD35 (NP_000564.2)의 아미노산 901-1095에 해당하는 재조합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스 팩