

Elisa, If/Icc, Fc용 Anti-Cd351/Fcamr 단클론 항체 - Q8Wwv6

품목 번호: CM0009493

소개

인간 CD351/FCAMR (Fc alpha/mu receptor)를 표적하는 고친화도 토끼 단클론 항체입니다. ELISA, IF/ICC 및 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 면역 반응 및 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                         |
| 제품명                      | CD351/FCAMR Rabbit mAb                                                    |
| 비고/별칭                    | CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR                                        |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                 |
| GeneID (인간)              | 83953                                                                     |
| GeneID                   | 83953                                                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 인간 CD351/FCAMR (Q8WWV6-1)의 아미노산 17-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                             |
| 응용(Application)          | ELISA, IF/ICC, FC                                                         |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                                 |
| SWISS                    | Q8WWV6                                                                    |
| 단백질 분자량                  | 24kDa/46kDa/57kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                            |