


Fc용 Anti-Cd352/Slamf6 단일클론 항체 - Q96Du3

품목 번호: CM0010575



소개

유세포 분석용 접합 토끼 대조 인간 CD352/SLAMF6 단일클론 항체입니다. 선천성 및 적응성 면역에 관여하는 면역 세포 수용체인 SLAM 패밀리 멤버 6을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 대조 인간 CD352/SLAMF6 mAb
비고/별칭	SLAMF6; CD352; KALI; KALiB; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	114836
GeneID	114836
면역원(Immunogen)	인간 CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24kDa/37kDa
배송(Shipping)	아이스백