


Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd352/Slamf6 단일클론 항체 - Q96Du3

품목 번호: CM0006337



소개

인간 CD352/SLAMF6 (SLAM 패밀리 멤버 6)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, 유세포 분석 및 ELISA에 적합합니다. 24 kDa 및 37 kDa 아이소폼을 검출합니다. NK 세포 활성화 및 T 세포 분화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
비고/별칭	SLAMF6; CD352; KALI; KAL1b; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6; CD352/SLAMF6
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	114836
면역원(Immunogen)	인간 CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24 kDa/37 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)