


Anti-Cd352/Slamf6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

품목 번호: CM0007633



소개

인간 CD352/SLAMF6 (SLAM family member 6)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 24/37 kDa 밴드를 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD352/SLAMF6 Rabbit mAb
비고/별칭	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
종 특이성	인간
GeneID	114836
면역원	인간 CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24 kDa/37 kDa
배송 조건	아이스백