


유세포측정용 항-Cd355/Crtam 단클론 항체 - O95727

품목 번호: CM0004345



소개

인간 CD355/CRTAM을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. T세포 활성화, 분화 및 NK 세포 세포독성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD355/CRTAM mAb
비고/별칭	CD355
종	인간
유전자 ID (인간)	56253
면역원	인간 CD355/CRTAM (NP_062550.2)의 아미노산 18-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O95727
단백질 분자량	22kDa/44kDa
배송	아이스 팩