


웨스턴 블롯, If/Icc, 유세포 분석, Elisa용 Anti-Cd355/Crtam Rabbit Monoclonal Antibody - O95727

품목 번호: CM0007428



소개

CamelBio의 CD355/CRTAM 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, IF/ICC, 유세포 분석, ELISA에서 검증되었습니다. T세포 및 NK 세포 면역을 조절하는 세포 접착 분자인 인간 CRTAM과 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD355/CRTAM Rabbit mAb
비고/별칭	CD355; CD355/CRTAM
종	인간
유전자 ID (인간)	56253
유전자 ID	56253
면역원	인간 CD355/CRTAM (NP_062550.2)의 아미노산 18-287 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95727
단백질 분자량	22 kDa/44 kDa
배송	아이스백