

If, Ihc, Elisa용 Anti-Cd35/Cr1 단일클론 항체 (Rabbit Mab) - P17927

품목 번호: CM0004104



소개

인간 CD35/CR1 (P17927)을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. IF-P, IHC-P, mIHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 보체 수용체 연구, 면역 복합체 제거 및 바이러스 진입 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD35/CR1 Rabbit mAb
비고/별칭	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
종	인간
유전자 ID	1378
면역원	합성 펩타이드 - 인간 CD35/CR1 (P17927)의 아미노산 1940-2039 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스백