

Anti-Cd35/Cr1 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P17927

품목 번호: CM0018688



소개

인간 CD35/CR1(C3b/C4b 수용체, P17927)를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 보체 경로, 면역 제거 및 바이러스 침투 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD35/CR1 Rabbit pAb
비고/별칭	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
종	인간
GeneID (Human)	1378
GeneID	1378
면역원	재조합 단백질: 인간 CD35/CD35/CR1 (NP_000642.3)의 아미노산 420-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	224kDa
배송	아이스백