

Anti-Cd36 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

품목 번호: CM0029031

소개

고품질 CD36 토끼 다클로날 항체로, 재조합 융합 단백질으로 면역하여 제작하였으며 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트 CD36과 반응합니다. 지방산 대사, 염증 및 혈관신생 연구에 이상적입니다. SWISS: Q08857.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD36 Rabbit pAb
비고/별칭	FAT; GPIV; Scarb3
종(Species)	Mouse
GeneID (Human)	948
GeneID	12491
면역원(Immunogen)	마우스 CD36 (NP_031669.3)의 아미노산 30-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	Q08857
단백질 분자량	53 kDa
배송(Shipping)	아이스백