


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd36/Sr-B3 토끼 단클론 항체 - P16671

품목 번호: CM0005917



소개

지방산 수송, 염증 반응 및 혈관신생 연구에 사용되는 항-CD36/SR-B3 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD36/SR-B3 토끼 mAb
비고/별칭	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
종	인간
유전자 ID (인간)	948
유전자 ID	948
면역원	재조합 단백질: 인간 CD36/SR-B3 (NP_000063.2)의 아미노산 30-439에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16671
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩